



Five Key Features



갈바닉 이온기

효과적인 노폐물 배출과 두피운동
효율적인 영양침투



MMS (Light & Micro massage)

근적외선 발광 다이오드 미세 진동 마사지기



에어스프레이

스캘링제 또는 토닉, 아로마 미스트 같은 액상 타입의 제품을 미세한 입자로 골고루 분사 시켜 효과적으로 도포한다.



Cool Probe

두피 냉각 및 통증완화



Hot Probe

두피를 따뜻하게 관리를 통해 탈모증상을 완화

Want Great Hair?
You Have to Take
Care of Your Scalp



E-mail : mit1001@naver.com

Mobile : +82 10 6255 1005 / WeChat : mit10001 / KakaoTalk : mit1001